

La cryothérapie détruit le nodule rugueux qui constitue la verrue, tout en laissant intactes les structures fibreuses saines. Le stylo CryoAlfa Super est extrêmement simple d'utilisation et sans danger grâce à son régulateur de débit faisant effet de clapet d'arrêt On/Off.



- **Appareil de Cryothérapie performant, léger et compact,**
- **Issu de la technologie Suisse, permet en quelques secondes, une congélation des lésions cutanées des profondeurs différentes au moyen du protoxyde d'azote. Pas de destruction des fonctions biologiques et des tissus.**
- **Évite toute anesthésie et assure une mise en application simple, pratique et rapide. Pas de joints ni de filtres à remplacer.**
- **Précision garantie grâce à son levier de commande permettant de libérer le gaz.**
- **La soupape de sécurité, protège d'un risque de fuite ou d'une éjection brutale de la cartouche.**
- **Livré complet avec 1 cartouche de 16 gr. avec valve de sécurité.**



- **Poids 80 gr**
- **Protoxyde d'azote : N2O à -89° C à la sortie**
- **Usage en : Dermatologie., médecine esthétique, Gynécologie, médecine vétérinaire**
- **Nombre d'applications approximatif : +/- 40.**
- **Congélation immédiate des tissus sur une profondeur de 3 à 4 mm. 10 à 12 secondes suffisent pour traiter une profondeur de 3 mm**
- **Longueur : 120 mm (avec cartouche) - Diamètre : 22 mm**

Le CryoSuccess est un appareil de cryothérapie simple d'utilisation, ses principaux avantages sont ; une polyvalence et une ergonomie accrue, une plus grande autonomie et des matériaux d'une qualité incomparable.



- ~ Appareil de cryothérapie performant, léger et compact.
- ~ Permet en quelques secondes, une congélation des lésions cutanées des profondeurs différentes au moyen du protoxyde d'azote Pas de destruction des fonctions biologiques et des tissus.
- ~ Évite toute anesthésie et assure une mise en application simple, pratique et rapide. Pas de joints ni de filtres à remplacer.
- ~ Précision garantie grâce à son levier de commande permettant de libérer le gaz.
- ~ La soupape de sécurité, protège d'un risque de fuite ou d'une éjection brutale de la cartouche.
- ~ Livré complet avec 1 cartouche 24gr.
- ~ Appareil d'une plus grande autonomie grâce à sa cartouche grande capacité.
- ~ Tête interchangeable pour une plus grande polyvalence, et en cas de chute et de casse uniquement la tête est à changer.
- ~ Matériaux de qualité supérieure.



- Poids 110 gr
- Protoxyde d'azote : N2O à -89° C à la sortie
- Usage en : Dermatologie., médecine esthétique, Gynécologie, médecine vétérinaire
- Garantie de 2ans
- Longueur 160 mm (avec cartouche)  
- Diamètre 22 mm
- Made in Switzerland
- Nombre d'application : 75
- Congélation immédiate des tissus sur une profondeur de 3 à 4 mm. 10 secondes suffisent pour traiter un diamètre de lésion de 10 mm.



Cartouche 16gr de recharge pour le Cryoalfa S



Cartouche 23gr de recharge pour le CryoSuccess



Cervix-Tip gynécologie de 13cm de long pour CryoSuccess



Tête dermatologique ; surface de contact de 1, 2, 3, et 4 mm pour CryoSuccess