










Depuis plus de 75 ans, l'Hyfrecator® demeure le premier choix des praticiens lors de la pratique de l'électrochirurgie en clinique ou en cabinet



-  L'Hyfrecator® est un générateur d'électrochirurgie multi-fonction, pouvant opérer en mode mono polaire ou bipolaire. Lors de sa mise sous tension, il réalise un autodiagnostic, et affiche les derniers paramètres de programmation électrique utilisés
-  Sortie haute tension pour les dessiccations majeures et les procédures par fulguration
-  Sortie basse tension pour les dessiccations légères et les procédures de fulguration nécessitant une faible intensité et plus de précision.
-  Livré avec 1 manche Monopolaire (up/Down/Power) 3.0m, 50 électrodes à usage unique acérées, 50 électrodes à usage unique mousse, 2 gaines stériles, 2 gaines non stériles, 1 kit d'installation murale
-  Equipé de deux micro-processeurs. Le premier micro-processeur contrôle la tension et la fonctionnalité de l'unité pendant que le second contrôle l'unité et interrompt l'activation s'il détecte un danger pour la sécurité
-  L'Hyfrecator® peut être activé par contrôle manuel ou grâce à une pédale (en option)
-  Disponible avec support mobile



- Taille 102 mm x 222mm x 190mm
- Poids : 2,7 Kg
- Tension: 0 à 35 Watts
- Bipolaire: 0 à 35 Watts
- Mono polaire ou Bipolaire
- Sortie Haute et basse Tension
- Deux micro-processeurs



Poignée de contrôle manuel. Autoclavable réutilisable avec boutons de régulation de la puissance directement sur la poignée. L'utilisateur peut ainsi rapidement régler la puissance de sortie sur le champ, afin d'atteindre l'effet chirurgical souhaité.



Poignée de contrôle Par pédale (réglage de la puissance au pied), Autoclavable réutilisable.



Poignée de contrôle manuel,



Boite de 100 Gaines pour poignée (non stérile)

Boite de 25 Gaines pour poignée stérile



Pédale pour Hyfrecator (réglage de la puissance au pied).



Electrodes Electrolase® à usage unique éliminent le risque de contamination croisée entre patients

Disponible en Pointu/ Mousse et en Stérile/non-Stérile



Afin d'utiliser l'Hyfrecator pour différentes utilisations chirurgicales, ConMed propose un large choix de tailles et de formes d'électrodes réutilisables, répondant ainsi à la diversité des zones de traitement



Afin d'utiliser l'Hyfrecator pour différentes utilisations chirurgicales, ConMed propose un large choix de tailles et de formes de pinces Bipolaires, répondant ainsi à la diversité des zones de traitement, (Les pinces bipolaires sont conçues pour saisir, manipuler et coaguler le tissu choisi)



Support Mobile pour Hyfrecator® 2000