

- ❦ Motion Profiling™ Permet un mouvement plus naturel semblable au mouvement d'un être humain ce qui permet un positionnement plus précis, et une meilleur vision
- ❦ Active Sensing Technology (AST) est un système de sécurité qui évite les impacts lors d'un mouvement de la table
- ❦ Cette fonction brevetée étire un matériau élastomère sur une découpe du siège pour améliorer le confort du patient qui a « l'impression d'être assis dans un fauteuil » bien qu'il soit sur une table d'examen.
- ❦ Peut importe le type de médecine que vous voulez pratiquer la table d'examen Midmark 630 sera toujours s'adapter a vos besoin



Vidéo de Présentation



❦ **Capacité de charge 295 Kg**

❦ **Dimensions :**

**De : L 711 x l 1930 x H 457 mm.**

**A : L 81.3 x l 1930 x H 1016 mm**

Premium



Ultra Premium

